

# CALZA

## A COMPRESSIONE GRADUATA




### LA FIBRA

I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l'infrarosso lontano, detto anche FIR. Quelle dell'infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili, ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto di risonanza con l'acqua detto "effetto calore", grazie al quale si ottimizza la microcircolazione.


Si consiglia l'utilizzo di questo prodotto come supporto coadiuvante nei trattamenti volti ad alleviare disturbi della microcircolazione periferica che determinano piedi gonfi e affaticati e problemi di sudorazione eccessiva. La compressione media della calza migliora la circolazione, fornisce supporto alla gamba, donando un piacevole senso di benessere. Elegante e molto confortevole, è indicata, per coloro che necessitano di una stimolazione della circolazione venosa. (postura, stile di vita privo di movimento, lavoro troppo sedentario o in piedi per lunghi periodi, caldo). In tutti i predetti casi, l'utilizzo dei capi Xenia non esclude né sostituisce quanto prescritto a livello medico.



**Codice**  
CZG001  
CZG002  
CZG003



**Taglia:**  
38/40  
41/43  
44/46




**Colori:**  
NERO  
NERO  
NERO



F  
I  
R

### COMPOSIZIONE

92% Poliammide, 8% Elastame.  
100% di Poliammide è  byon

### CONSIGLI PER IL LAVAGGIO E MANUTENZIONE CAPI DI COLORE NERO

A basse temperature, sia a mano che in lavatrice.  
Si consiglia l'utilizzo dei prodotti per il bucato XENIA per una migliore manutenzione del capo.

WWW.XENIAGLOBAL.IT

 **Chirurgia della Mano Savona** 100% MADE IN ITALY

 Xenia®  
global

 TESSILE®  
BENESSERE

MATERIALE INFORMATIVO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE SPECIALIZZATO  
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.  
Copyright © 2023 Tutti i diritti riservati - Xenia srl - Piazza della Repubblica, 28 - 20124 Milano Italia

 IMPRESA ASSOCIATA  
Favedisco