






TUBOLARE MULTIUSO

TESTA COLLO

LA FIBRA

I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l'infrarosso lontano, detto anche FIR. Quelle dell'infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili, ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto di risonanza con l'acqua detto "effetto calore", grazie al quale si ottimizza la microcircolazione.

Grazie all'azione coadiuvante la microcircolazione periferica dell'area testa collo, si consiglia l'uso del tubolare multiuso testa/collo nei trattamenti per alleviare il dolore nei casi di cervicale, torcicollo, postumi di "colpo di frusta", mal di gola, colpi d'aria, mal di testa e come supporto per agevolare il recupero nelle fasi di rieducazione e riabilitazione postoperatoria. In tutti i predetti casi, l'utilizzo dei capi Xenia non esclude né sostituisce quanto prescritto a livello medico.



F
I
R

Codice

FM1054S01
FM1054S02
FM1054S03
FM1054S04


Taglia:

M
M
M
M

Colori:

NERO
BLU NAVY
VINACCIA
VERDE MILITARE

COMPOSIZIONE

95% Poliammide, 5% Elastame.
100% di Poliammide è  byon

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO E MANUTENZIONE CAPI DI COLORE NERO

A basse temperature, sia a mano che in lavatrice con l'utilizzo del sacco rete per capi delicati. È consigliabile: lavare in acqua max 40°; lavare separatamente.

WWW.XENIAGLOBAL.IT



Chirurgia
della
Mano
Savona



100% MADE IN ITALY

Xenia®
global

TESSILE®
BENESSERE

MATERIALE INFORMATIVO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE SPECIALIZZATO
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.
Copyright © 2023 Tutti i diritti riservati - Xenia srl - Piazza della Repubblica, 28 - 20124 Milano Italia

IMPRESA
ASSOCIATA
avedisco