




# PANTACOLLANT



## LA FIBRA

I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l'infrarosso lontano, detto anche FIR. Quelle dell'infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili, ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto di risonanza con l'acqua detto "effetto calore", grazie al quale si ottimizza la microcircolazione.

Si consiglia l'utilizzo di tale capo durante l'attività fisica e il recupero fisico in quanto coadiuvante nell'ottimizzazione della microcircolazione periferica di cosce e gambe. I pantacollant donano sollievo dalla sensazione di stanchezza degli arti inferiori favorendo, se abbinati ad attività fisica, l'eliminazione dell'acido lattico, delle tossine e dei liquidi in eccesso. In tutti i predetti casi, l'utilizzo dei capi Xenia non esclude né sostituisce quanto prescritto a livello medico.




F  
I  
R

**Codice**  
LGBY1050  
LGBY1051  
LGBY1052  
LGBY1053

**Taglia:**  
XS  
S/M  
L/XL  
2/3 XL

**Colori:**  
NERO  
NERO  
NERO  
NERO

## COMPOSIZIONE

83% Poliammide, 17% Elastame.  
100% di Poliammide è  byon

## CONSIGLI PER IL LAVAGGIO E MANUTENZIONE CAPI DI COLORE NERO

A basse temperature, sia a mano che in lavatrice con l'utilizzo del sacco rete per capi delicati. È consigliabile: lavare in acqua max 40°; lavare separatamente.

[WWW.XENIAGLOBAL.IT](http://WWW.XENIAGLOBAL.IT)



Chirurgia  
della Mano  
Savona

100% MADE IN ITALY

**Xenia**  
global

**TESSILE**  
BENESSERE

MATERIALE INFORMATIVO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE SPECIALIZZATO  
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.  
Copyright © 2023 Tutti i diritti riservati - Xenia srl - Piazza della Repubblica, 28 - 20124 Milano Italia

IMPRESA  
ASSOCIATA  
**avedisco**