


POLSINO



LA FIBRA

I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l'infrarosso lontano, detto anche FIR. Quelle dell'infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili, ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto di risonanza con l'acqua detto "effetto calore", grazie al quale si ottimizza la microcircolazione.

Studiato per limitare il movimento articolare del polso, il polsino contribuisce a un ripristino rapido della funzionalità muscolare e dei legamenti. I punti di tensione, posizionati in corrispondenza del palmo della mano, offrono sostegno per combattere l'infiammazione del tunnel carpale. Le zone di traspirazione favoriscono una corretta termoregolazione. In tutti i predetti casi, l'utilizzo dei capi Xenia non esclude né sostituisce quanto prescritto a livello medico.




Codice
YPO0001
YPO0002

Taglia
S/M
L/XL

Colori: NERO

COMPOSIZIONE

92% Poliammide, 8% Elastam.
100% di Poliammide è  byon

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO E MANUTENZIONE CAPI DI COLORE NERO

A basse temperature, sia a mano che in lavatrice. È consigliabile: lavare in acqua max 40°; lavare separatamente.

WWW.XENIAGLOBAL.IT



Chirurgia
della
Mano
Savona



100% MADE IN ITALY

Xenia®
global

TESSILE®
BENESSERE

MATERIALE INFORMATIVO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE SPECIALIZZATO
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.
Copyright © 2023 Tutti i diritti riservati - Xenia srl - Piazza della Repubblica, 28 - 20124 Milano Italia

IMPRESA
ASSOCIATA
favedisco